

Barella per fluoroscopia

La base a U e l'accesso del braccio a C a tutta lunghezza migliorano le capacità di imaging

Lo schienale pneumatico in fibroresina a entrambe le estremità elimina la necessità di riposizionare il paziente

Le sponde laterali si abbassano e scompaiono per migliorare l'accesso

Una sponda opzionale per accessori accoglie i terminali chirurgici

Sistema di frenatura su quattro ruote aiuta a bloccare in modo sicuro la piattaforma di trattamento



Compatibilità con l'imaging

Accesso, funzionalità e sicurezza contraddistinguono la barella per fluoroscopia di Stryker. Questa piattaforma specializzata è dotata di capacità di accesso del braccio a C sull'intera lunghezza e di sponde laterali a scomparsa per il massimo accesso, mentre comandi idraulici a pedale a entrambe le estremità consentono di sollevare o di abbassare in sicurezza la superficie su cui è adagiato il paziente.



Lo schienale pneumatico doppio migliora l'accesso ai fini dell'imaging.