

La Nuova Soluzione per le Ferite Croniche



sbrigliamento delle ferite con ultrasuoni

curason

sbrigliamento delle ferite con l'uso di ultrasuoni

>>cure domiciliari

Molti pazienti non possono raggiungere centri specializzati nel trattamento delle ferite croniche. Con Curason oggi è possibile visitare il paziente portando con sé un innovativo strumento dedicato.

>>portatile

Gli attuali sistemi a ultrasuoni per il trattamento delle ferite croniche sono ingombranti, pesanti e inadatti alla pratica della terapia domiciliare. Per il benessere del paziente abbiamo cambiato tutto ciò. Il sistema curason può facilmente essere messo in tasca in modo da essere utilizzato ovunque.

>>facile da usare

E' possibile acquisire in breve tempo esperienza e conoscenza necessarie a gestire correttamente il dispositivo. Non sono assolutamente necessari corsi lunghi e costosi.

>>delicato

La combinazione di abrasione meccanica e di emissione di ultrasuoni per la micro-pulizia, offre la migliore opzione per lo sbrigliamento e massima delicatezza ed efficacia.

>>efficace

Una ferita può guarire solo se pulita. Curason offre un semplice e conveniente metodo per un delicato e completo sbrigliamento della ferita.


>>sicuro

Al fine di scongiurare il rischio di infezioni incrociate è stata adottata la soluzione di testine monouso micro-chip.



>>curasonix

L'azienda è una squadra di medici e scienziati con decenni di esperienza in tecnologia dei presidi medici. Nata per sviluppare un'innovativa tecnologia che renderà disponibili ovunque i ben noti vantaggi dello sbrigliamento assistito da ultrasuoni.



>>biofilm

Grazie al particolare progetto, il biofilm è disgregato e rimosso con curason. I batteri perdono la propria barriera protettiva e sono più vulnerabili alla azione della soluzione disinfettante.

>>effetto

Grazie ai tre meccanismi di azione (macro-abrasione, micro-abrasione e ultrasuoni), curason pulisce la ferita con delicatezza ma con la massima efficacia allo stesso tempo.

>>igiene

Grazie al particolare design, non sono più necessarie costose procedure di disinfezione di dispositivi. Dopo l'uso la testina monouso è semplicemente smaltita. Grazie all'innovativo concetto, gli ambienti utilizzati per il trattamento rimangono incontaminati e non serve alcuna procedura di bonifica.

>>disponibile

Curason può essere facilmente caricato nella docking station dedicata. Se necessario, è perfino possibile caricare il dispositivo in auto.

>>ambiente

Grazie all'innovativa conformazione di curasonix, sono prodotte minime quantità di rifiuti che possono facilmente essere gestite con i soliti sistemi di smaltimento ospedalieri o degli studi privati. In caso sia necessario, il motore può essere sostituito da Curasonix.



curasonix GmbH | Lübecker Str. 42 | 23611 Bad Schwartau | Germany
office: +49-451-98 90 05 54 | fax: +49-451-98 90 05 59 | mail: contact@curasonix.com

